

LANG CUBO DE FIJACIÓN blanco
LANG CUBO DE FIJACIÓN rojo
LANG BARRA DE FIJACIÓN

(Ref 801)

(Ref 802)

(Ref 901)



Objetivo

Los CUBOS DE FIJACIÓN de LANG y la BARRA DE FIJACIÓN de LANG son productos ortópticos para el diagnóstico binocular, empleados principalmente por oftalmólogos, ortoptistas, optometristas y ópticos. Fueron desarrollados por J. Lang, inventor del LANG-STEREOTEST®, para facilitar el examen ortóptico de los niños. Se utilizan para la evaluación de la fijación, de la motilidad, de la acomodación y de la convergencia, para la prueba de cover-test y también para preparar al paciente para el LANG-STEREOTEST® o el LANG-STEREOPAD®.

Características principales e instrucciones de uso

CUBOS DE FIJACIÓN de LANG blanco y rojo: Ambas versiones se utilizan de la misma manera: mostrar el cubo sosteniendo el mango verticalmente a una distancia de unos 30 cm, para que el paciente pueda ver la imagen presentada. Atraer su atención preguntando qué ve y observar la posición de los ojos y los movimientos de fijación. Girar el mango para presentar la siguiente imagen, preguntar de nuevo qué se muestra en la superficie presentada y continuar observando los ojos. Mover el cubo en todas las direcciones (hacia los lados y hacia arriba/abajo) para comprobar la motilidad de los ojos. Acercar el cubo lentamente hacia el paciente para comprobar la convergencia.

La BARRA DE FIJACIÓN de LANG se utiliza de la misma manera que los cubos. Pedir al paciente que mire y nombre las imágenes en orden, de arriba abajo; mientras, observar los movimientos oculares. Emplear el reverso para determinar la agudeza visual de cerca (0,2-0,5) siempre a una distancia de lectura de 30 cm, así como la acomodación y la convergencia.

Nota

 No dar las ayudas de fijación a sus pacientes, especialmente a los niños pequeños, para evitar que se rompa el mango o se trague una pieza. Los incidentes graves relacionados con el producto deben notificarse a la autoridad competente. Limpieza: Lo idóneo es limpiarlos con un paño húmedo o con un desinfectante de superficies.

Para literatura científica, instrucciones en otros idiomas y distribuidores en todo el mundo:

www.lang-stereotest.com



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küssnacht
Switzerland

LANG-STEREOTEST®



801-802-901-es 2022-01/ V1



Copyright ©, 2022. Todos los derechos reservados.