

LANG CUBETTO DI FISSAZIONE bianco (Ref 801)
LANG CUBETTO DI FISSAZIONE rosso (Ref 802)
LANG BARRETTA DI FISSAZIONE (Ref 901)



Obiettivo

I CUBETTI e la BARRETTA DI FISSAZIONE di LANG sono prodotti ortottici per la diagnosi binoculare, da utilizzare principalmente da oculisti, ortottisti, optometristi e ottici. Sono stati sviluppati da J. Lang, inventore del LANG-STEREOTEST®, per facilitare l'esame ortottico dei bambini. Sono utilizzati per la valutazione della fissazione oculare, motilità, accomodazione, convergenza, per il test di copertura e per preparare il paziente al LANG-STEREOTEST® o al LANG-STEREOPAD®.

Caratteristiche principali e istruzioni per l'uso

CUBETTO DI FISSAZIONE LANG bianco e rosso: Entrambe le versioni si usano allo stesso modo: mostrate il cubo tenendo la maniglia verticalmente ad una distanza di circa 30 cm, in modo che il paziente possa vedere l'immagine presentata. Attirate l'attenzione chiedendo cosa vede e osservate la posizione degli occhi e i movimenti di fissazione. Girate la maniglia per presentare l'immagine successiva, chiedete di nuovo cosa viene mostrato sulla superficie presentata e continua ad osservare gli occhi. Muovete il cubo in tutte le direzioni (di lato e verso l'alto) per testare la motilità degli occhi. Avvicinate il cubetto lentamente al paziente, per testare la convergenza.

La BARRETTA DI FISSAZIONE di LANG si usa allo stesso modo dei cubetti. Chiedete al paziente di guardare e nominare i modelli le immagini in ordine, dall'alto verso il basso, mentre osservate i movimenti degli occhi. Usate il retro per determinare l'acuità visiva da vicino (0,2-0,5) sempre alla distanza di lettura di 30 cm, così come l'accomodazione e la convergenza.

Nota

 Non date gli ausili di fissazione ai vostri pazienti, specialmente ai bambini piccoli, per evitare di rompere la maniglia o di ingoiare una parte. Gli incidenti gravi relativi al prodotto devono essere segnalati all'autorità competente.

Pulizia: Pulire gli ausili di fissazione con un panno umido o con un disinfettante per superfici.

Per la letteratura scientifica, le istruzioni in altre lingue e i distributori mondiali: www.lang-stereotest.com



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küsnacht
Switzerland

LANG-STEREOTEST®



801-802-901-it 2021-09/ V1



Copyright ©, 2021. Tutti i diritti riservati.