

LANG FIXATION CUBE branco (Ref. 801)

Cubo de fixação LANG branco

LANG FIXATION CUBE vermelho (Ref. 802)

Cubo de fixação LANG vermelho

LANG FIXATION STICK (Ref. 901)

Régua de fixação LANG



Utilização pretendida

LANG-FIXATION CUBE e o LANG FIXATION STICK são produtos de ortóptica que servem para estudar a binocularidade, utilizados por oftalmologistas, ortoptistas, optometristas e técnicos de óptica. Foram desenvolvidos por J. Lang, o inventor do LANG-STEREOTEST®, nos anos 80, para facilitar a avaliação ortóptica em crianças. Estes produtos são utilizados no estudo da fixação, motilidade ocular, acomodação, convergência, no teste de *cover* e na preparação do paciente para o LANG-STEREOTEST® ou o LANG-STEREOPAD®.

Principais características e instruções de utilização

LANG FIXATION CUBE branco e vermelho: Mostrar o cubo ao paciente a uma distância de aproximadamente 30-40cm, segurando-o na vertical. Chame a atenção do paciente perguntando o que ele/ela vê e observe a posição do olhar e os movimentos de fixação. Rodar o cubo para apresentar a imagem seguinte, perguntar novamente o que se vê na área apresentada e continuando a observar os olhos do paciente. Movimentar o cubo em todas as direções do olhar (horizontais e verticais) para testar os movimentos oculares. Aproximar, lentamente, do paciente uma das imagens do cubo, para testar a convergência.

LANG FIXATION STICK: é utilizado de forma idêntica ao LANG FIXATION CUBE. Faça com que o paciente olhe e nomeie os detalhes da imagem numa sequência de cima para baixo, enquanto observa os seus movimentos oculares. Utilizar o verso da régua para determinar a acuidade visual de perto (0.2-0.5) a uma distância de 30cm, bem como a acomodação e a convergência.

Notas



Não dar os auxiliares de fixação às crianças para evitar que o cabo se parta. Os incidentes graves envolvendo o produto devem ser comunicados à autoridade competente. Limpar as peças com um pano húmido ou desinfetante de superfície.

Para literatura científica, instruções em outras línguas e distribuidores mundiais: www.lang-stereotest.com



LANG-STEREOTEST AG
CH-8700 Küsnacht
Suíça

LANG-STEREOTEST®



801- 802-901-pt 2021-09/ V1



Copyright ©, 2021. Todos os direitos reservados.